

AirSim

Manual de usuario



Código del producto: AA11100

Dimensiones: 46 x 26 x 33 cm

Peso: 3,3 kg

Contenido del paquete:

- 1 AirSim (montado y listo para su uso)
- 1 maletín negro
- 1 pen drive USB manual de usuario
- 1 bote de lubricante
- 1 juego de bolsa del pulmón de adulto

Antes de empezar:

- Quite la espuma protectora del cabezal.
- Fije el maniquí a una superficie adecuada ajustando el tornillo a las ventosas (la superficie no debe ser porosa para asegurar una succión suficiente).
- Afloje el cierre negro del cuello para facilitar el movimiento de la cabeza. Asegúrese de que la cabeza esté en la posición deseada y luego vuelva a apretar el cierre del cuello.
- Compruebe que la cantidad de aire en la lengua es suficiente, que se puede inflar o desinflar con una jeringa para ajustar la dificultad durante la intubación.
- Compruebe que las bolsas del pulmón y del estómago estén conectadas a la vía aérea y al esófago.
- Rocíe cantidades generosas de lubricante en la vía aérea y en el equipo.
- Ya está listo para utilizar el maniquí.

El AirSim es ideal para practicar una variedad de técnicas entre las que se encuentran:

- Intubación nasotraqueal individual.
- Inserción de la sonda nasogástrica.
- Técnicas de ventilación con bolsa y mascarilla.
- Gama completa de dispositivos supraglóticos.
- Laringoscopia directa.
- Inserción del tubo endotraqueal.
- Examen real con fibra óptica.
- Técnicas de aislamiento de un solo pulmón.
- Inserción del Combitubo.

Recomendamos los siguientes tamaños de material para un rendimiento óptimo:

- De 7 a 7,5 mm ID para la intubación nasal.
- De 8 a 9 mm ID para la intubación oral.
- El tamaño de 3 a 5 para las mascarillas laríngeas LMA.
- Tamaños respectivos similares para otros dispositivos supraglóticos.

Cuidado y mantenimiento

Almacenar en un lugar limpio y seco alejado del calor y de la luz solar directa. Evitar el contacto con metales, disolventes, aceites o grasas y detergentes fuertes. Cuando no esté utilizando el producto, guárdelo en el maletín negro que se le ha suministrado.

Lave bien la vía aérea AirSim con agua tibia. Utilice agua con jabón o algo similar hasta que todos los materiales extraños y residuos visibles sean eliminados.

Se pueden usar detergentes suaves o productos de limpieza enzimáticos en la vía aérea de acuerdo con las instrucciones del fabricante y con la dilución adecuada. El detergente no debe contener irritantes de la piel ni de las mucosas.

Por favor, no utilice ninguno de los siguientes productos cuando limpie la gama de productos AirSim:

- Germicidas, desinfectantes o productos químicos como el glutaraldehído (ej.: Cidex®).
- Óxido de etileno, detergentes a base de fenol o que contengan yodo.

Garantía

TruCorp garantiza que este dispositivo no tiene defectos de materiales ni de mano de obra y que prestará un servicio satisfactorio por un período de un año a partir de la fecha de entrega.



true training
true anatomy
true to life

Esto asegura que nuestros clientes reciban la máxima cobertura con cada producto. Si el dispositivo no funciona correctamente, debe devolverse a la fábrica para su evaluación. Si el dispositivo se encuentra defectuoso al ser examinado por TruCorp, este será reparado o reemplazado sin coste alguno.

No obstante, esta garantía quedará ANULADA si el dispositivo muestra evidencias de haber sido manipulado o de haber sido dañado por un calor excesivo, el uso de instrumentos afilados, el uso indebido u otras condiciones de operación fuera del control de TruCorp. Las partes que se desgasten o se dañen por un mal uso no estarán garantizadas y se cobrarán si la reparación ha sido aprobada.

Por favor, dirija todas sus consultas y solicitudes de garantía y reparación a:



TruCorp Ltd
33 Waringstown Road
Lurgan, Co. Armagh
BT667HH
Northern Ireland



Tel: +44 (0) 28 38882714

Email: info@trucorp.com



true training
true anatomy
true to life